



Panreac

Soluciones Tampón
y Soluciones Tampón
Concentradas

Trazables frente a
SRM de NIST

Soluciones Tampón y Soluciones Tampón Concentradas Trazables frente a SRM de NIST

Panreac ofrece una amplia gama de soluciones tampón de pH, trazables frente a SRM de NIST, para la calibración de pH-metros. Esta gama de tampones incluye tanto las soluciones tampón concentradas, a las que denominamos STc, como las soluciones listas para usar, denominadas ST.

Todas estas soluciones son muy estables y se conservan durante mucho tiempo, hasta 6 años. Se garantiza, en la mayoría de los casos, una precisión del $\pm 0,02$, a una temperatura de 20°C.

En la etiqueta de cada envase está indicada toda la información relevante para un mejor control de la gestión de la calidad.

Todas las unidades de venta de estas soluciones incorporan su Certificado de Análisis.

**Si no encuentra la solución tampón que necesita se la podemos fabricar.
Por favor, no dude en consultarnos.**

STc, Soluciones Tampón concentradas

- Ahorre espacio de almacenamiento
- Simple preparación



ST, Soluciones Tampón listas para su uso

- Amplia gama de soluciones
- Nuevo formato unidosis de 20 ml



Etiqueta del producto

- Trazabilidad frente a SRM de NIST
- Valor exacto de pH con precisión de 2 decimales ($\pm 0,02$)
- Composición detallada
- Número de lote y fecha de caducidad indicados
- Tabla de variación del pH vs temperatura



Certificado de Análisis

- Incluido en cada unidad de venta
- También disponible en la web de Panreac, www.panreac.com

Soluciones Tampón

Información de pedido

Descripción	Código	Presentaciones					
		12 x 20 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	5 l	10 l
Tampón, Solución pH 1,00 ±0,02 (20°C) ST	272580						
Tampón, Solución pH 2,00±0,02 (20°C) ST	272581						
Tampón, Solución pH 3,00±0,02 (20°C) ST	272537						
Tampón, Solución pH 4,00±0,02 (20°C) ST	272168						
Tampón, Solución pH 4,00±0,02 (20°C) (coloreada de rojo) ST	273616						
Tampón, Solución pH 5,00±0,02 (20°C) ST	272582						
Tampón, Solución pH 6,00±0,02 (20°C) ST	272549						
Tampón, Solución pH 7,00±0,02 (20°C) ST	272170						
Tampón, Solución pH 7,00±0,02 (20°C) (coloreada de amarillo) ST	273617						
Tampón, Solución pH 7,02±0,02 (20°C) ST	273108						
Tampón, Solución pH 8,00±0,02 (20°C) ST	272583						
Tampón, Solución pH 9,00±0,02 (20°C) ST	272172						
Tampón, Solución pH 9,23±0,02 (20°C) ST	273107						
Tampón, Solución pH 10,00±0,05 (20°C) ST	272584						
Tampón, Solución pH 10,00±0,05 (20°C) (coloreada de azul) ST	273618						
Tampón, Solución pH 11,00±0,05 (20°C) ST	272585						
Tampón, Solución pH 12,00±0,05 (20°C) ST	272586						
Tampón, Solución pH 13,00±0,05 (20°C) ST	272587						
Tampón, Solución pH 7,40±0,02 (20°C) ST	273301						
Tampón, Solución pH 7,60±0,02 (20°C) ST	273302						
Tampones acondicionadores							
TISAB I (ASTM D 1179) para muestras conteniendo <0,1 ppm de Fe y/o Al ST	275210						
TISAB II (STANDARD METHODS/AOAC) para muestras conteniendo <3 ppm de Fe y/o Al ST	274765						
TISAB III Solución concentrada para muestras conteniendo <3 ppm de Fe y/o Al ST	273526						
TISAB IV (ASTM D 1179) para muestras conteniendo <100 ppm de Fe y/o Al ST	273531						
TISAB B (F.C.C.) en análisis de alimentos ST	275211						

Soluciones Tampón Concentradas

Información de pedido

Descripción	Código	Presentaciones
Tampón de pH 4,01 ±0,02 (25°C) (cápsulas) STc	293164	25 Cápsulas
Tampón de pH 7,00±0,02 (25°C) (cápsulas) STc	293165	25 Cápsulas
Tampón de pH 9,00 ±0,02 (25°C) (cápsulas) STc	293166	25 Cápsulas
Tampón de pH 10,00±0,02 (25°C) (cápsulas) STc	293167	25 Cápsulas

Símbolos de Envase:

Envase de polietileno

Envase de polietileno provisto de grifo extraíble

Bidón de polietileno

Caja de cartón con bolsa de polietileno interior



The logo for Panreac, featuring a stylized 'P' with three dots above it, followed by the word 'Panreac' in a bold, sans-serif font.

Panreac

Panreac Química S.A.U.

C/ Garraf, 2 - Polígono Pla de la Bruguera
E-08211 Castellar del Vallès
(Barcelona) España
Tel. (+34) 937 489 400
Fax (+34) 937 489 401
e-mail: central@panreac.com

VENTAS

Tel. España / Internacional: (+34) 902 438 439
Fax España (+34) 937 489 494
Fax Internacional (+34) 937 489 495
e-mail:
España: iberia@panreac.com
Portugal: panreacportugal@panreac.com
Francia: panreacfrance@panreac.com
Resto del mundo: export@panreac.com

Panreac Chimie S.A.R.L.

129, rue Servient
Tour Credit Lyonnais
69326 Lyon Cedex 03
France

Panreac Química Lda.

Avenida 25 de Abril, 672
Edifício Alvorada - 5º Esq.º
2750-512 Cascais
Portugal

Nova Chimica

Via G. Galilei, 47
20090 Cinisello Balsamo (MI)
Italy
Tel. +39 02 66045392
Fax +39 02 66045394
e-mail: info@novachimica.com
www.novachimica.com

www.panreac.com