

1.995 Euros sin iva  
porte incluido sin ubicacion

**labo**aragon

Aparatos y material  
de Laboratorios

Productos  
de seguridad  
para el  
laboratorio  
y la industria

## Armario de seguridad para inflamables **EOF239BAC**



Armario de seguridad EXACTA para el almacenamiento de productos químicos inflamables (líquidos y sólidos) con clase de resistencia al fuego según fwf de 90 minutos con certificado EN 14470-1 (según nueva legislación APQ-10).

Modelo	EOF239BAC	
Referencia	K89601	
Color	Gris Ral 7035	
Categoría 1	Armarios de seguridad	
Categoría 1-2	Armarios para prod. químicos inflamables	
Categoría 1-2-1	Armarios altos (altura = 195)	
Categoría 1-2-1-1	Armarios de 1 puerta	
Dimensiones externas (L x F x A) mm.	595 x 600 x 1950	
Dimensiones internas (L x F x A) mm.	496 x 446 x 1540	
Peso (Kgs.)	235	
Resistencia al fuego	Tipo 90	
Puertas	1	
Estantes ajustables en altura	3	
Cubeta de retención con rejilla	1	
Capacidad botellas 1 litro	80/100	
Sistema de retención de puertas	No	
Sistema de ventilación forzada con conductos	DIAM125BP	OPCIONAL
Sistema de ventilación filtrante sin conductos	CFNL	OPCIONAL
Otros accesorios	Ver accesorios EOF239BAC	

[laboaragon@laboaragon.com](mailto:laboaragon@laboaragon.com) - [www.laboaragon.com](http://www.laboaragon.com)  
Telf 976 50 52 78

VALIDEZ HASTA EL 30/06/2024

Otras firmas representadas:



Instrumentos de medida para suelos agrarios, plantas en agricultura y agronomía.  
Porómetros, Estaciones meteorológicas, Equitensiómetros, Sondas de humedad y de perfil,  
Registadores de datos, Medidores de radiación solar, Piranómetros, medidores de área foliar.

Resonancia magnética y espectroscopía molecular  
Análisis Químico y Espectrometría de Masas  
Detección CBRNE, Sistemas Superconductores y Microanálisis

Desarrollo de proyectos que posibilite servicios parciales en sus distintas fases de diseño,  
planificación, proyección y ejecución integral de espacios de laboratorio.  
Labplanning de edificaciones de laboratorios. Mobiliario técnico de laboratorio.  
Vitrinas de extracción de gases. Salas blancas. Armarios de seguridad.

Material fungible y equipos de calidad de las marcas: Atago, B Braun, Bandelin, Bühler, Binder,  
Bochem, Brand, Bürkle, Duran, Eppendorf, GE Healthcare, GFL, Haldenwanger, Hamilton,  
Heidolph, Hellma, Hermle, Hettich, Hirschmann, Huber, IKA, Ilmvac, Ismatec, Isolab, Julabo,  
Kartell, Kautex, Kern, KGW, KNF, Lauda, Lenz, Liebherr, Macherey-Nagel, Memmert, Menzel,  
Nabertherm, Nalgene, Reagecon, Retsch, Socorex, Sterilin, Techne, Testo, Uvex, Vacuubrand,  
Vit-Lab...

Estufas de secado, de vacío, refrigeradas  
Incubadores refrigerados por compresor o Peltier  
Cámaras climáticas de temperatura. Cámara de temperatura y humedad  
Cámara para pruebas ambientales, o ensayos

Termodesinfectadoras para el lavado de vajilla y material de laboratorio.  
Equipo para lavado de piezas de gran capacidad.  
Desinfectadoras de laboratorio. Autoclaves de sobremesa

Equipos electroquímicos (pH, conductividad, oxígeno, Ion selectivo, turbidez...) portátiles y de  
sobremesa. Electroodos especiales.  
Equipos para análisis físico-químico de proceso. Fotometría multiparamétrica.  
Equipos de titración, valoración ácido base y Karl-Fischer.

Metalografía industrial, Cortadoras metalograficas, Pulidoras, Consumibles de metalografía,  
lijas, discos de corte, aditivos de corte, resinas

Medición en 3D, Brazos y columnas de medición, Bancos de calibración, herramientas medida  
Perfilómetros, durometros, proyectores de perfiles, maquinas de tracción, Charpi, etc..

Reactivos analíticos, para análisis de trazas metálicas y para análisis volumétrico, disolventes  
para análisis instrumental y síntesis orgánica.  
Patrones de referencia. Productos para microbiología.

Análisis Químico y Espectrometría de Masas  
Cromatografía de gases y de líquidos - LC MS y GC MS simple cuadrupolo  
ICP Óptico y de cuadrupolo simple - Espectrofluorimetría y Espectrofotometría UV-VIS  
Termobalanzas, Termogravimetría (TGA), Equipos DSC, Calorimetría

Tomamuestras portátiles para recogida muestras / vertidos, muestreo y monitoreo,  
Tomamuestras refrigerados según normativa  
Caudalímetros de velocidad



KONICA MINOLTA



Telf 976 50 52 78 - Fax 976 50 54 18

laboaragon@laboaragon.com - www.laboaragon.com

:: laboaragon

Aparatos y material  
de Laboratorios