

2026

PROMOCIÓN

ESENCIALES OTOÑO

laboaragon@laboaragon.com - www.laboaragon.com
Telf 976 50 52 78

VITLAB

Nueva marca

Calidad alemana para los laboratorios más exigentes

AXL
AUXILAB

Autoclaves verticales

La confianza comienza con una **esterilización perfecta**

Hasta
47%

Material plástico técnico para medición, manipulación y dosificación



Precisión en cada medición



Durabilidad y fiabilidad



Máxima resistencia química



Desde
5.250 €

- Rendimiento profesional
- Máxima seguridad
- Manejo intuitivo

Descubre más >>

DISTRIBUIDO POR:

laboaragon

Aparatos y material
de Laboratorios

Ofertas válidas hasta el 31/12/2026.
Precios Venta al Público recomendado, sin IVA, válidos salvo error tipográfico.
Fotografías no contractuales. Oferta limitada a stock disponible. Nos reservamos el derecho de limitar la cantidad solicitada. En caso de rotura en stock, podemos ofrecer alternativas equivalentes al material solicitado, de precio diferente pero el mismo descuento que el solicitado inicialmente.

MORTERO DE PORCELANA

17%

Nahita



APROVECHA EL
17%
DE DESCUENTO

1 | Con mano, no esmaltado.

Ref.	Cap.	Ø	Long. mano	Antes	AHORA
BBC001	25 mL	60 mm	90 mm	4,15	3,44
BBC002	50 mL	80 mm	105 mm	4,73	3,93
BBC003	100 mL	100 mm	115 mm	5,10	4,23
BBC004	300 mL	120 mm	130 mm	8,17	6,78
BBC005	500 mL	150 mm	180 mm	13,67	11,35
BBC006	1000 mL	216 mm	215 mm	27,63	22,93
BBC007	2000 mL	254 mm	220 mm	42,40	35,19

DESECADORES TAPA BOTÓN

17%

ENDO
glassware



APROVECHA EL
17%
DE DESCUENTO

1 | Se suministra con disco de porcelana.

Ref.	Cap.	Ø Interior	Altura	Antes	AHORA
BDD002	2 L	150 mm	220 mm	23,00	19,09
BDD003	4 L	200 mm	300 mm	47,15	39,13
BDD004	7 L	250 mm	360 mm	71,25	59,14
BDD005	14 L	300 mm	420 mm	104,03	86,34

PORTAOBJETOS

10%

RS
FRANCE



1 | Espesor: 1/1,2 mm.
2 | Dimensiones: 76x26 mm. Ángulo de 90°

Ref.	Bordes	Pack	Lote	Antes	AHORA
BPB016*	Cortados	C/50	50	2,40 2,14	2,16 1,93
BPB017*	Esmerilados	C/50	50	3,10 2,07	2,79 1,86
BPB019**	Esmerilados	C/50	50	3,49 2,75	3,14 2,48

* estándar ** banda mate

FILM DE LABORATORIO

10%

AXL
AUXILAB



NUEVO

1 | Presenta una elongación superior al 500 % y propiedades autosellantes. Cada caja incluye un sistema de corte que facilita una dispensación precisa.

Ref.	Dimensiones	Lote	Antes	AHORA
BYH012	10 cm x 38 m	12	21,10 19,18	18,99 17,26

GRADILLAS PP

ENDO
plasticware

APROVECHA EL
15%
DE DESCUENTO



AHORA P. unit **3,88** Antes 4,57
P. unit/lote **3,30** Antes 3,97

LOTE 50 uds.

Ref.	Nº ori.	Diám.	Alineación	Color
BJB001	90	13 mm	6x15	
BJB002	90	13 mm	6x15	
BJB003	90	13 mm	6x15	
BJB004	90	13 mm	6x15	
BJB005	60	16 mm	5x12	
BJB006	60	16 mm	5x12	
BJB007	60	16 mm	5x12	
BJB008	60	16 mm	5x12	
BJB009	40	20 mm	4x10	
BJB010	40	20 mm	4x10	
BJB011	40	20 mm	4x10	
BJB012	40	20 mm	4x10	
BJB013	24	25 mm	3x8	
BJB014	24	25 mm	3x8	
BJB015	24	25 mm	3x8	
BJB016	24	25 mm	3x8	
BJB017	21	30 mm	3x7	
BJB018	21	30 mm	3x7	
BJB019	21	30 mm	3x7	

VASOS FORMA ALTA CON PICO

10 %



BORO
3.3

ISO
3819

Ref.	Cap.	d.	h.	Lote	Antes P. unit/lote	AHORA P. unit/lote
CBB012	25 mL	30 mm	60 mm	12	0,77	0,69
CBB013	50 mL	38 mm	70 mm	12	0,77	0,69
CBB014	100 mL	48 mm	80 mm	12	0,85	0,77
CBB015	150 mL	54 mm	95 mm	12	1,03	0,93
CBB016	250 mL	60 mm	120 mm	8	1,27	1,14
CBB017	400 mL	70 mm	130 mm	8	1,84	1,66
CBB018	600 mL	80 mm	150 mm	8	2,19	1,97
CBB019	1000 mL	95 mm	180 mm	6	3,48	3,13
CBB020	2000 mL	127 mm	240 mm	1	8,30	7,47

VASO USO INTESIVO

15 %



BORO
3.3

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

1 | Bordes reforzados y doble graduación inversa en color blanco.

Ref.	Cap.	d.	h.	Lote	Antes	AHORA
CBC009	150 mL	68 mm	90 mm	12	4,82	4,10
CBC010	250 mL	68 mm	90 mm	12	5,41	4,60
CBC011	400 mL	79 mm	110 mm	12	6,67	5,67
CBC012	600 mL	89 mm	123 mm	6	7,62	6,48
CBC013	1000 mL	105 mm	152 mm	6	11,51	9,78
CBC014	2000 mL	130 mm	196 mm	4	21,63	18,39

VASOS FORMA BAJA CON PICO

15 %



ISO
3819

BORO
3.3

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Referencia	Capacidad	d.	h.	Lote	Antes	AHORA
CBC031	100 mL	50 mm	70 mm	10	2,04	1,73
CBC033	250 mL	70 mm	95 mm	10	2,25	1,91
CBC034	400 mL	80 mm	110 mm	10	2,55	2,17
CBC035	600 mL	90 mm	125 mm	10	3,20	2,72
CBC037	1000 mL	105 mm	145 mm	10	3,80	3,23
CBC038	2000 mL	130 mm	185 mm	4	5,71	4,85

VASOS ACERO INOXIDABLE, CON PICO

10 %



Referencia	Capacidad	Dim. (hxØ)	Antes	AHORA
CBJ006	250 mL	85x70 mm	15,72	14,15
CBJ007	500 mL	132x85 mm	19,72	17,75
CBJ008	100 mL	148x102 mm	25,22	22,70
CBJ009	2000 mL	180x132 mm	30,02	27,02
CBJ010	3000 mL	180x160 mm	37,72	33,95
CBJ012	4000 mL	200x190 mm	49,40	44,46
CBJ011	5000 mL	210x180 mm	49,95	44,96

JARRAS GRADUADAS, PP

hasta
34 %



APROVECHA
HASTA EL
34 %
DE DESCUENTO



NUEVO

- 1 | Alta transparencia, Con escala en relieve azul.
- 2 | Asa robusta de fácil manejo.
- 3 | Para proteger la impresión, se recomienda una limpieza de máx. 60 °C.

Referencia	Capacidad	d.	h.	Lote	Antes	AHORA
CCD501	50 mL	40 mm	70 mm	24	2,09	1,37
CCD502	100 mL	50 mm	80 mm	24	2,36	1,58
CCD503	250 mL	74 mm	120 mm	12	3,88	2,69
CCD504	500 mL	92 mm	140 mm	12	4,43	3,02
CCD505	1000 mL	117 mm	181 mm	6	5,91	4,07
CCD506	2000 mL	152 mm	213 mm	6	11,24	7,81
CCD507	3000 mL	172 mm	242 mm	6	15,52	10,80
CCD508	5000 mL	204 mm	270 mm	6	23,05	16,01

MATRAZ ERLLENMEYER CUELLO ESTRECHO

10 %



ISO
1773

BORO
3.3

Ref	Cap.	Ø base	Lote	Antes P. unit/lote	AHORA P. unit/lote
CDB013	50 mL	55 mm	12	1,57	1,41
CDB014	100 mL	65 mm	12	1,76	1,58
CDB015	250 mL	85 mm	12	2,14	1,93
CDB016	500 mL	105 mm	8	3,14	2,83
CDB017	1000 mL	130 mm	6	5,24	4,72
CDB018	2000 mL	170 mm	2	11,17	10,05
CDB019	3000 mL	190 mm	2	18,46	16,61
CDB082	5000 mL	220 mm	1	27,43	24,69

MATRAZ FONDO PLANO

20 %



BORO
3.3

APROVECHA EL
20 %
DE DESCUENTO

Ref	Cap.	Ø base	Lote	Antes P. unit/lote	AHORA P. unit/lote
CDG001	50 mL	50 mm	12	2,24	1,79
CDG002	100 mL	65 mm	8	2,79	2,23
CDG003	250 mL	85 mm	12	4,22	3,38
CDG004	500 mL	105 mm	8	5,66	4,53
CDG005	1000 mL	135 mm	6	8,98	7,18
CDG006	2000 mL	160 mm	1	19,50	15,60
CDG007	3000 mL	188 mm	1	27,00	21,60

FRASCOS ISO, GL45

15 %



BORO
3.3

ISO
4796-1

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Ref	Vidrio	Cap.	Lote	Antes P. unit	Antes P. unit/lote	AHORA P. unit	AHORA P. unit/lote
CFB014	Incoloro	100 mL	10	-	2,91	-	2,47
CFB015	Incoloro	250 mL	10	-	3,31	-	2,81
CFB016	Incoloro	500 mL	10	-	4,00	-	3,40
CFB017	Incoloro	1000 mL	10	-	6,51	-	5,53
CFB018	Incoloro	2000 mL	10	10,89	9,91	9,26	8,42
CFD001	Ámbar	100 mL	10	14,95	13,00	12,71	11,05
CFD002	Ámbar	250 mL	10	16,20	14,33	13,77	12,18
CFD003	Ámbar	500 mL	10	27,12	23,93	23,05	20,34
CFD004	Ámbar	1000 mL	10	31,25	27,80	26,56	23,63

TAPÓN CUENTAGOTAS, DIN18

hasta
10 %



Referencia	Descripción	Color	Lote	Antes	AHORA
CGL003	Para frascos 5 mL	□	100	0,345	0,32
CGL024	Para frascos 5 mL	■	100	0,367	0,32
CGL004	Para frascos 10 mL	□	100	0,36	0,32
CGL025	Para frascos 10 mL	■	100	0,34	0,32
CGL005	Para frascos 15 mL	□	100	0,345	0,32
CGL026	Para frascos 15 mL	■	100	0,345	0,32
CGL006	Para frascos 30 mL	□	100	0,367	0,32
CGL027	Para frascos 30 mL	■	100	0,345	0,32
CGL007	Para frascos 50 mL	□	100	0,364	0,32
CGL028	Para frascos 50 mL	■	100	0,345	0,32
CGL008	Para frascos 100 mL	□	100	0,364	0,32
CGL029	Para frascos 100 mL	■	100	0,352	0,32

FRASCOS DIN 18

10 %



Referencia	Cap.	Altura	Ø base	Lote	Antes P. unit/lote	AHORA P. unit/lote
Incoloro						
CGG014	5 mL	50 mm	22 mm	255	0,180	0,16
CGG015	10 mL	58 mm	25 mm	192	0,115	0,10
CGG016	15 mL	65 mm	28 mm	156	0,180	0,160
CGG017	30 mL	79 mm	33 mm	110	0,168	0,150
CGG018	50 mL	92 mm	37 mm	117	0,215	0,190
CGG019	100 mL	112 mm	44 mm	70	0,285	0,260
Ámbar						
CGG020	5 mL	50 mm	22 mm	255	0,113	0,10
CGG021	10 mL	58 mm	25 mm	192	0,135	0,12
CGG022	15 mL	65 mm	28 mm	156	0,154	0,14
CGG023	30 mL	79 mm	33 mm	110	0,183	0,16
CGG024	50 mL	92 mm	37 mm	88	0,235	0,21

FRASCO LAVADOR, PE

ENDO
plasticware

15 %



APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO



Referencia	Capacidad	Ø base	Altura	Antes	AHORA
CKD016	250 mL	60 mm	100 mm	1,24	1,05
CKD017	500 mL	70 mm	210 mm	1,46	1,24
CKD018	1000 mL	90 mm	245 mm	1,98	1,68

FRASCOS PULVERIZADORES, PP

VITLAB

hasta
32 %

APROVECHA
HASTA EL
32 %
DE DESCUENTO

NUEVO

Referencia	Capacidad	Color	Lote	Antes	AHORA
CKG502	850 mL	Blanco	5	11,51	7,87
CKG503	1000 mL	Transparente	5	13,08	9,14

PROBETAS FORMA ALTA, CLASE A

SIMAX
CZECH REPUBLIC

15 %

BORO
3.3ISO
4788

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Ref.	Cap.	h.	Lote	Antes		AHORA	
				P.unit	P.unit/lote	P.unit	P.unit/lote
DBB027	5 mL	115 mm	10	14,65	12,75	12,45	10,84
DBB028	10 mL	135 mm	10	11,84	10,29	10,06	8,75
DBB029	25 mL	160 mm	10	11,84	10,29	10,06	8,75
DBB030	50 mL	195 mm	10	11,27	9,80	9,58	8,33
DBB031	100 mL	240 mm	1	11,80	-	10,03	-
DBB032	250 mL	320 mm	1	12,80	-	10,88	-
DBB033	500 mL	380 mm	1	22,00	-	18,70	-
DBB034	1000 mL	465 mm	1	44,11	-	37,49	-

PROBETAS FORMA ALTA, CLASE B

ENDO
glassware

15 %

BORO
3.3ISO
4788

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Referencia	Cap.	h.	Antes	AHORA
DBG001	5 mL	112 mm	2,91	2,47
DBG002	10 mL	135 mm	2,91	2,47
DBG003	25 mL	160 mm	3,45	2,93
DBG004	50 mL	195 mm	3,95	3,36
DBG005	100 mL	240 mm	4,11	3,49
DBG006	250 mL	320 mm	8,32	7,07
DBG007	500 mL	380 mm	11,44	9,72
DBG008	1000 mL	420 mm	20,02	17,02
DBG009	2000 mL	520 mm	26,00	22,10

PROBETAS CLASE B, PP

VITLAB

hasta
32 %

APROVECHA
HASTA EL
32 %
DE DESCUENTO

- 1 | Con escala azul bien legible, en relieve, y aforos en los puntos principales..
2 | Para porteger la impresión, se recomienda una limpieza de hasta 60 °C máx.

ISO
6706DIN
12681

APTO

NUEVO

Referencia	Cap.	h.	Lote	Antes	AHORA
DBJ507	10 mL	145 mm	12	4,77	3,21
DBJ508	25 mL	170 mm	12	5,37	3,95
DBJ509	50 mL	200 mm	12	5,88	4,49
DBJ510	100 mL	250 mm	12	8,03	5,93
DBJ511	250 mL	315 mm	6	12,09	9,14
DBJ512	500 mL	360 mm	6	17,19	12,11
DBJ513	1000 mL	440 mm	6	24,49	16,53
DBJ514	2000 mL	482 mm	3	43,79	29,83

PIPETA GRADUADA, CLASE B

10 %

ENDO
glassware



ISO
648


1 | Calibrada a 20 °C, con código de color. Sin bulbo, 0 abajo.

Referencia	Capacidad	Graduación	Lote	Antes	AHORA
DGJ005	1 mL	0.001 mL	10	1,43	1,29
DGJ006	2 mL	0.002 mL	10	1,49	1,34
DGJ007	5 mL	0.01 mL	10	1,66	1,49
DGJ008	10 mL	0.1 mL	10	1,76	1,58
DGJ009	20 mL	0.16 mL	10	3,02	2,72
DGJ010	25 mL	0.16 mL	10	3,33	3,00

MATRAZ AFORADO, CLASE A

15 %

GLASSCO



ISO
385

BORO
3.3

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

1 | Con franja Schellbach y boca tipo embudo.
2 | Graduación azul.

Referencia	Capacidad	Graduación	Antes	AHORA
DNB004	10 mL	0,05 mL	29,05	24,69
DNB005	25 mL	0,1 mL	32,34	27,49
DNB006	50 mL	0,1 mL	35,82	30,45

BURETA TIPO MOHR, CLASE B

15 %

ENDO
glassware



ISO
385

BORO
3.3

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

1 | Llave recta y graduación azul.

Referencia	Capacidad	Graduación	Antes	AHORA
DNB007	10 mL	0.1 mL	21,50	18,28
DNB008	25 mL	0.1 mL	23,50	19,98
DNB009	50 mL	0.1 mL	25,03	21,28

MATRAZ AFORADO, CLASE A

5 %

ENDO
glassware



BORO
3.3

ISO
1042

APROVECHA EL
5 %
DE DESCUENTO

1 | Certificado de lote y calibración. Vidrio ámbar con graduación blanca

Ref.	Cap.	Tolerancia	Esm.	Lote	Antes P. unit/lote	AHORA P. unit/lote
DDB011	5 mL	±0.025 mL	10/19	20	3,85	3,66
DDB012	10 mL	±0.025 mL	10/19	10	4,28	4,07
DDB013	25 mL	±0.040 mL	10/19	2	4,75	4,51
DDB014	50 mL	±0.060 mL	12/21	2	4,95	4,70
DDB015	100 mL	±0.100 mL	12/21	2	6,50	6,18

MATRAZ AFORADO, CLASE A

15 %

GLASSCO



APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

ISO
1042

BORO
3.3

Referencia	Capacidad	Tolerancia	Esmerilado	Antes	AHORA
DDB025	5 mL	±0.040 mL	10/19	3,53	3,00
DDB026	10 mL	±0.040 mL	10/19	4,31	3,66
DDB027	20 mL	±0.040 mL	10/19	4,60	3,91
DDB028	25 mL	±0.040 mL	10/19	4,47	3,80
DDB029	50 mL	±0.060 mL	12/21	5,13	4,36
DDB030	100 mL	±0.100 mL	14/23	5,93	5,04
DDB031	200 mL	±0.150 mL	14/23	8,04	6,83
DDB032	250 mL	±0.150 mL	14/23	8,49	7,22
DDB033	500 mL	±0.250 mL	19/26	10,53	8,95
DDB034	1000 mL	±0.400 mL	24/29	17,53	14,90
DDB035	2000 mL	±0.600 mL	29/32	29,09	24,73

CONOS IMHOFF Y SOPORTE



Cono Imhoff para sedimentación, SAN

Ref.	Cap.	Lote	Antes	
			P. unit	P. unit/lote
DQD001	1000 mL	4	45,12	38,36

Soporte para 2 conos Imhoff, PMMA

Referencia	Dimensiones	Antes	
		P. unit	P. unit/lote
DQF002	150x300x294 mm	79,00	63,20

Kartell
Nahita

APROVECHA
HASTA EL
20 %
DE DESCUENTO

ELEVADORES

Nahita **ENDO**
metalware



Ref.	Dimensiones	Carga máx.	Altura	Antes	AHORA
Elevador aluminio					
FCD001	100x100 mm	14 kg	40-140 mm	24,84	21,86
FCD002	150x150 mm	27 kg	50-270 mm	40,43	35,58
FCD003	200x200 mm	38 kg	50-320 mm	49,51	43,57
Elevador acero inoxidable					
FCD004	100x100 mm	45 Kg	55-140 mm	32,15	28,29
FCD005	150x150 mm	60 Kg	65-250 mm	44,95	39,56
FCD006	200x200 mm	60 Kg	65-250 mm	60,64	53,36
FCD007	250x250 mm	75 kg	70-385 mm	76,32	67,16
FCD008	300x300 mm	75 kg	70-385 mm	97,23	85,56

PALA RECOGEDORA, PP



1| Color blanco.

Referencia	Capacidad	Longitud	Lote	Antes	AHORA
FKW501	2 mL	60 mm	12	0,57	0,32
FKW502	5 mL	82 mm	12	0,56	0,36
FKW503	25 mL	135 mm	12	0,95	0,59
FKW504	50 mL	160 mm	12	1,34	0,86
FKW505	100 mL	200 mm	12	2,01	1,28
FKW506	250 mL	260 mm	6	4,46	2,84
FKW507	500 mL	315 mm	6	6,39	3,99
FKW508	1000 mL	385 mm	6	7,68	4,81

VITLAB

APROVECHA
HASTA EL
38 %
DE DESCUENTO



NUEVO

CENTRÍFUGA FUGEVEET+



Referencia	GDC005
Capacidad	12 tubos microhematocrito 8 microtubos: 8x1.5/2 mL, 8x0.5 mL*, 8x0.2 mL* Angular 6x1,5/2 mL + 6x0,5 mL + 2 tiras PCR 8x0,2 mL 4 criotubos: 4x5 mL, 4x1.8 mL* De tiras (4 tiras de 8x0.2 mL)
Velocidad (RPM)	4000/7000/12000
FCR máx. (xg)	990/ 2910/ 5610
Antes	324,00
AHORA	259,20

* utilizando los adaptadores incluidos

nahita
blue

APROVECHA EL
20 %
DE DESCUENTO

CENTRÍFUGA MEDIBAS+ MODELO 2741

ESCANEA



FOLLETO
GAMA COMPLETA
DE CENTRÍFUGAS

AHÓRRATE
+300 €



CABEZAL Y PORTATUBOS (INCLUIDOS)



Ref. GLK014



Ref. GNP003



Ref. GNP005



Ref. GLK002

Referencia	GLC001
Capacidad máx.	400 mL
Velocidad (rpm)	100-6000
FCR máx (g)	5150 xg (incrementos de 10 xg)
Rampas aceleración / frenado	1-9 / 0-9
Antes	2.137,00
AHORA	1.816,45

nahita
blue

15 %

CENTRÍFUGA ALTA VELOCIDAD 2811


15 %

nahita
blueAHÓRRATE
+300 €

Referencia	GLC003
Capacidad máx.	400 mL
Velocidad (rpm)	200-18000
FCR máx (g)	24100 xg (incrementos de 10 xg)
Rampas aceleración / frenado	1-9 / 0-9
Antes	2.210,00
AHORA	1.878,50

CENTRÍFUGA ALTA VELOCIDAD 2821R

10 %

nahita
blueAHÓRRATE
+300 €

ESCANÉA

FOLLETO
GAMA COMPLETA
DE CENTRÍFUGAS

Referencia	GLF002
Rango velocidad (RPM)	100-16000 (incremento de 10 rpm)
FCR máx. (xg)	24100 (incremento de 10 xg)
Rango temperatura	-20 °C / +40 °C
Rampas de aceleración / frenado	1-9 / 0-9
Capacidad máxima	50 mL
Antes	3.985,00
AHORA	3.586,50

CENTRÍFUGA REFRIGERADA ALTA CAPACIDAD Y BAJA VELOCIDAD HICAP+

10 %

nahita
blueAHÓRRATE
500 €

ESCANÉA

FOLLETO
GAMA COMPLETA
DE CENTRÍFUGAS

CABEZAL INCLUIDOS

Ref. GNP019
Incluido con la
referencia GNF003

CABEZAL INCLUIDOS

Ref. GNP025
Incluido con la
referencia GNF005

Referencia	GNF003	GNF005
Capacidad máxima	1000 mL (GNP019)	2000 mL (GNP025)
Rango velocidad (RPM)	200-6000 (incremento de 10 rpm)	
FCR máx. (xg)	5150 (incremento de 10 xg)	
Rango de temperatura	-20/40 °C	
Rampas aceleración / frenado	1-9 / 0-9	
Antes	5.150,00	5.150,00
AHORA	4.635,00	4.635,00

MICROSCOPIO EDUCACIÓN SERIE 300

20 %

Zuzi

APROVECHA EL
20 %
DE DESCUENTO

Referencia	HBB014	HBB017
Cabezal	Monocular	Triocular
Ocular	WF10X / DIN 18mm	
Revólver	Cuádruple	
Objetivos	Acromáticos 4X, 10X, 40Xs, 100Xs	
Iluminación	LED 1W	
Antes	155,00	425,00
AHORA	124,00	340,00

MICROSCOPIO EDUCACIÓN SERIE 400

3+1 %

Zuzi

3+1
LLÉVATE 3 Y
TE REGALAMOS
1 MÁS

Referencia	HBB022
Cabezal	Binocular
Ocular	WF10X / DIN 18mm
Revólver	Cuádruple
Objetivos	Acromáticos semiplanos 4X, 10X, 40Xs, 100Xs
Iluminación	LED 1W
AHORA	440,00

MICROSCOPIO, SERIE P

20 %



ZuZi

APROVECHA EL
20 %
DE DESCUENTO

Referencia	HBC023	HBC024
Cabezal	Binocular	Triocular
Ocular	WF10X / DIN 18mm	
Revólver	Cuádruple	
Objetivos	Acrómicos 4X, 10X, 40Xs, 100 Xs	
Iluminación	LED 1W	
Antes	525,00	598,23
AHORA	420,00	478,58

MICROSCOPIO, SERIE 400

20 %



ZuZi

YouTube



APROVECHA EL
20 %
DE DESCUENTO

Referencia	HBD006
Cabezal	Pantalla CMOS en color 7"; giratorio 360°
Ocular	WF10X (20 mm)
Revolver	Cuádruple
Objetivos	Acrómicos semiplanos: 4X, 10X, 40X(R)
Fuente de luz	LED 1W
Antes	506,49
AHORA	405,19

ESTEREOMICROSCOPIO, 218/2

10 %



ZuZi

Referencia	HDB002
Cabezal	Binocular, inclinado 45°
Oculares	WF10x/20mm (ø 30.5 mm)
D. Interpupilar	55-75mm
C. Dióptrica	± 5 mm dioptrías
Objetivos	2x/4x
Iluminación	Incidente y transmitida
Antes	175,39
AHORA	157,85

ESTEREOMICROSCOPIO, SERIE Z

15 %



REF- HDD012



REF- HDD011

YouTube



Referencia	HDD011	HDD012
Cabezal	Binocular 45°; 360°	Triocular 45°; 360°
Oculares	WF10x/20 mm (ø 30 mm)	
Corrección dióptrica	± 5 dps en los 2 oculares	
Objetivo	1x	
Zoom	0.7x-4.5x	
Iluminación	Incidente y transmitida. LED 3W	
Antes	507,76	599,78
AHORA	431,60	492,73

CAMARA USB2.0 PARA MICROSCOPIO

15 %

NUEVO



APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

ZuZi

- 1 | Se suministran con cable USB 2.0 de alta velocidad y software completo para captura, procesamiento y análisis de imágenes.
- 2 | Incorpora procesador ISP de alta precisión

Referencia	HGB002	HGB004	HGB005
Sensor y tamaño (mm)	2.1 MP / IMX307(C) 1/2.8" (5.73x4.3)	1/2.5" CMOS 2.2x2.2	8.3 MP / IMX274(C) 1/2.5" (6.22x3.50)
FPS/Resolución máx.	38 / 1920x1080	2592x1944, 5 Mpixel	30 / 3840x2160
Exposición (ms)	0.1-2000	0.294~2000	0.1-2000
Salida		Rosca tipo C	
Antes	240,00	316,50	358,88
AHORA	204,00	269,03	305,05

Nota: Para microscopios con tubo ocular de 23 mm de diámetro, es necesario utilizar el adaptador 0.5X con rosca C-23 mm (Ref.: HGG001).

ESPECTROFOTOMETRO, 4100

10 %



ZuZi

REF- HJB002

Referencia	HJB001	HJB002
Sistema óptico	Haz único, rejilla de 1200 líneas/mm	
Rango de longitud de onda	330-1000 nm	
Ancho de banda	6 nm	
Fuente de luz	Tungsteno	
Detector	Fotodiodo de silicio	
Rango fotométrico	0-1,999 A / 0-100% T	
Salida	-	USB
Antes	890,36	959,18
AHORA	801,32	863,26

ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS 4320/3

15 %



ZuZi

AHÓRRATE
+700 €

Referencia	HJD010	HJD011
Ancho de banda	4 nm	2 nm
Sistema óptico	Haz único, rejilla 1200 líneas/mm	
Rango de long. de onda	190-1100 nm	
Resolución de longitud de onda	0,1 nm	
Fuente de luz	Tungsteno, Deuterio	
Detector	Fotodiodo de silicio	
Rango fotométrico	-0,3-3 A, 0-200 %T, 0-9999.9 C	
Antes	4.716,75	5.252,63
AHORA	4.011,79	4.464,74

ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS 4201/30

20 %



ZuZi

AHÓRRATE
+400 €



YouTube



Referencia	HJD017
Sistema óptico	Haz único, rejilla de 1200 líneas / mm
Rango de longitud de onda	200-1050 nm
Ancho de banda	4 nm
Fuente de luz	Tungsteno y deuterio
Detector	Fotodiodo de silicio
Rango fotométrico	-0,3/3 A ; 0-200% T ; 0-9999.9 C
Antes	2.100,00
AHORA	1.680,00

POLARÍMETRO MANUAL

15 %



REF- HMB001



REF- HMB002

Referencia	HMB001	HMB002
Iluminación	Lámpara de vapor de sodio	LED + filtro
Longitud de onda	589,4 nm	589,4 nm
Número de escalas	2	
Rango de medición	±180°	
División de escala	1°	
Antes	675,00	735,00
AHORA	573,75	624,75

REFRACTÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO 350

7 %



ZuZi

AHÓRRATE
+400 €

Referencia	HPB003
Rango de medición (nD)	1.30000 – 1.70000
Resolución (nD)	0.00001
Rango de medición (BRIX)	0-95%
Resolución (Brix)	0.01%
Alimentación	220VAC / 50Hz
Consumo (W)	50
Dimensiones (mm)	350x245x165
Peso (kg)	4.20
Antes	2.100,00
AHORA	1.680,00



APROVECHA EL
15%
DE DESCUENTO

CARACTERÍSTICAS - serie 5161



Referencia	KBB025	KBB004	KBB005	KBB006	KBB007	KBB024
Capacidad máx. (g)	500	1000	2000	3000	5000	6000
Legibilidad (g)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Precisión (g)	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Tamaño plato (mm)	143x192					
Uds. pesada	g, kg, ct, T, TAR, dr, PKT, GN, TMR, gsm, tLJ, mo dwt, oz, lb, tIT, ozt, tIH, %					
Pesa calibración (kg)	0.5 (Incluida)	0.5 (Incluida)	1 (No incluida)	2 (No incluida)	2 (No incluida)	2 (No incluida)
Antes	81,60	83,64	92,50	93,84	102,00	122,40
AHORA	69,36	71,09	78,63	79,76	86,70	104,04

BALANZA DE PRECISION, SERIE 5210

10%



NUEVO



1 | Con gestión de usuarios GLP/GLM

Referencia	KBC020	KBC021
Capacidad máx (g)	1000	2000
Legibilidad (g)	0.01	
Uds pesada	g, oz, mg, ct	
Salidas	USB/RS232	
Antes	698,23	745,56
AHORA	628,41	671,00

BALANZA DE PRECISION, SERIE 5220

10%



NUEVO



1 | Con gestión de usuarios GLP/GLM

Ref.	KBD030	KBD031	KBD033	KBD036
Calibración	Interna	Externa	Interna	Externa
Capacidad máx (g)	220	320	620	1000
Legibilidad (g)	0.001			
Uds pesada	g, oz, mg, ct			
Salidas	USB/RS232			
Antes	805,67	663,49	710,87	995,23
AHORA	725,10	597,14	639,78	895,71

BALANZA ANALÍTICA, 5149

15%



NUEVO

APROVECHA EL
15%
DE DESCUENTO



1 | Legibilidad: 0,0001 g

Ref. (calib. ext.)	KBF016	KBF018	KBF020
Antes	623,21	646,56	668,89
AHORA	529,73	549,58	568,56
Ref. (calib.int.)	KBF017	KBF019	KBF021
Antes	730,80	776,48	812,00
AHORA	621,18	660,01	690,20
Cap. (g)	120	220	320
Unidades	g/ct/oz/mg		

MEDIDOR DE PH, PH700

12%



APROVECHA EL
12%
DE DESCUENTO



Referencia	KDD008
Parámetros	pH/mV/°C
pH	
Rango	0 - 14 pH
Precisión	± 0,01 pH
Calibración	1 a 3 puntos*
mV	
Rango	± 1999 mV
Precisión	± 0,1 %FS
Antes	363,58
AHORA	319,95

*automáticos

MEDIDOR DE PH, PH9500

12%

APER
INSTRUMENTS



APROVECHA EL
12%
DE DESCUENTO

Referencia	KDD014
Parámetros	pH/mV
Electrodo	LabSen 211 pH - MP500 Temp
pH	
Rango	-2.00 a 20.00 pH
mV	
Rango	±2000.0 mV
Antes	780,31
AHORA	686,67

CONDUCTIMETRO EC700

12%

APER
INSTRUMENTS



APROVECHA EL
12%
DE DESCUENTO

Referencia	KGD005
Parámetros	Cond./°C
Conductividad	
Rango	0 – 19.99 µS/cm; 20.0 – 199.9 µS/cm 200-1999 µS/cm; 2 – 19.99 mS/cm 20 – 200.0 mS/cm
Temperatura	0 – 100°C
Antes	407,84
AHORA	358,90

VISCOSIMETRO DIGITAL

7%

Nahita



Referencia	KNB005	KNB009
Modelo	810/1	810/2
Rango de medida	10 – 100000	1 – 2 x10 ⁶
(mPa·s (cP))		
Velocidad (rpm)	6; 12; 30; 60	0,3; 0,6; 1,5; 3; 6; 12; 30; 60
Resolución	1 mPa·s	
Precisión	± 1%	
Husillos	1, 2, 3, 4	0,1, 2, 3, 4
Repetibilidad	0.5 %	
Antes	907,75	1.100,00
AHORA	844,21	1.023,00

MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO PORTÁTIL D08500

20%

APER
INSTRUMENTS



AHÓRRATE
+300 €

Referencia	KZB004
Oxígeno disuelto	
Rango	0-200 %; 0 – 20.0 mg/L
Precisión	< 30 s (25°C, 90% respuesta)
Temperatura	
Rango	Desde 0 a 50 °C
Antes	1.820,71
AHORA	1.456,57

TURBIDÍMETRO PORTÁTIL

12%

APER
INSTRUMENTS

APROVECHA EL
12%
DE DESCUENTO



Referencia	KZF006	KZF005	KZF004
Modelo	TN420	TN480	TN500
Método de medición	Dispersión de la luz a 90°		
Estándar	U.S EPA180.1	ISO 7027	U.S EPA180.1
Lámpara	Tungsteno	LED	Tungsteno
Detector	Fotodiodo de silicio		
Rango de medición	0-1000 NTU		
Puntos de calibración	0 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 400 NTU, 800 NTU		
Almacenamiento	No	200 grupos	200 grupos
Batería	Recargable de Litio 3,7V		
Volumen de viales	16 mL		
Antes	874,99	1.378,53	1.248,48
AHORA	769,99	1.213,11	1.098,66

AGITADOR MAGNETICO ANALOGICO, 593

10 %

nahita
blue



ELEMENTOS INCLUIDOS

Cable alimentación
1x imán teflonado (25x8 mm)
1x Kit soporte varilla para sonda externa
(Longitud aprox. varilla 280 mm)

Referencia	LBB008
Tamaño del plato	Ø140 mm
Material del plato	Cerámico
Rango velocidad	0-1500 rpm
Rango temperatura	RT-300 °C
Antes	163,86
AHORA	147,47

AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACCION, 660

10 %

nahita
blue



NUEVO



YouTube

Referencia	LBD020	LBD021
Modelo	660/4	660/6
Posiciones	4	6
Capacidad de agitación máx	4x500 mL	6x500 mL
Temperatura de la placa	RT-120 °C	
Velocidad	50-1200 rpm	
Tiempo	1min-19h59min	
Antes	566,71	850,16
AHORA	510,04	765,14

AGITADOR MAGNETICO DIGITAL 59/1

10 %

nahita
blue



ELEMENTOS INCLUIDOS

Cable alimentación
1x imán teflonado (25x8 mm)
1x Kit soporte varilla para sonda externa
(Longitud aprox. varilla 280 mm)
Sonda externa PT100

Referencia	LBD030
Tamaño del plato	Ø140 mm
Material del plato	Cerámico
Rango velocidad	0-1500 rpm
Rango temperatura	RT-300 °C
Antes	294,98
AHORA	265,48

AGITADOR VORTEX MODELO 740

10 %

nahita
blue



NUEVO



YouTube

Referencia	LGB009
Material base	Aleación de zinc
Diámetro orbital	4.5 mm
Volumen máx. agitación	50 mL
Velocidad	3000 rpm
Nivel de protección	IP42
Antes	55,00
AHORA	49,50

AGITADOR ROTATIVO PARA TUBOS

15 %

nahita
blue



NUEVO



YouTube

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Referencia	LJG005	LJG007
Modelo	800/1	800/2
Tipo	Disco	Asador
Agitación	Agitación rotatoria	
Velocidad	20-80 rpm	
Ángulo	40°-80°	-
Capacidad (mL)	8x50 - 16x15 - 24x1.5/2	4x50 - 10x15 - 8x1.5/2
Antes	235,24	199,85
AHORA	199,95	169,87



APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO



ELEMENTOS INCLUIDOS

Soporte y varilla de agitación
de acero inoxidable

Referencia	LLB007
Cap. máx. de agitación	40 L
Rango de velocidad	100-2500 rpm
Tipo de funcionamiento	Continuo o programado
Viscosidad máxima	15000 mPas
Dimensiones soporte	200 x 300 mm
Antes	455,70
AHORA	387,35

DISPENSADOR DE BOTELLA, ACCUDOSE BASIC

15%



NUEVO

DIGIPETTE

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

DISPENSADOR DE BOTELLA, ACCUDOSE PRIME

20%



NUEVO

DIGIPETTE

APROVECHA EL
20 %
DE DESCUENTO



1 | Con válvula de recirculación

Ref.	Volumen (mL)	Incrementos (mL)	Antes	AHORA
MDD068	0.25-2.5	0.05	148,68	126,38
MDD069	0.5-5	0.1	148,68	126,38
MDD070	1-10	0.2	148,68	126,38
MDD071	2.5-30	0.5	185,68	157,83
MDD072	5-60	1.0	185,68	157,83
MDD073	10-100	2.0	225,00	191,25

Ref.	Volumen (mL)	Incrementos (mL)	Antes	AHORA
MDD074	0.25-2.5	0.05	198,75	159,00
MDD075	0.5-5	0.1	198,75	159,00
MDD076	1-10	0.2	198,75	159,00
MDD077	2.5-30	0.5	219,49	175,59
MDD078	5-60	1.0	219,49	175,59
MDD079	10-100	2.0	247,68	198,14

BURETA CONTINUOUS E/RS

hasta
28%


VITLAB

**AHÓRRATE
+300 €**

Ref.	Tipo	Vol.	E ± %	CV ± %	Antes	AHORA
MDG501	E	25 mL	0.2 (25 mL)	0.1 (250 mL)	1.175,56	835,90
MDG502	RS	50 mL	0.2 (50 mL)	0.1 (50 mL)	1.052,86	835,90

MICROPIPETA ACURA MANUAL 825

15%


SOCOREX
SWISS

APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Ref.	Vol µl	División µl	Antes	AHORA
MGB034	0.1-2	0.002	284,59	241,90
MGB035	0.5-10	0.01	284,59	241,90
MGB036	1-10	0.01	268,77	228,45
MGB037	2-20	0.02	268,77	228,45
MGB038	5-50	0.1	268,77	228,45
MGB039	10-100	0.1	268,77	228,45
MGB040	20-200	0.2	268,77	228,45
MGB033	100-1000	1	268,77	228,45

MICROPIPETA MONOCANAL ULTRALITE VR

25 %

DIGIPETTE



YouTube



APROVECHA EL
25 %
DE DESCUENTO

Ref.	Vol. µL	Increm. µL	Antes	AHORA
MGB101	0.2-2	0.004	64,55	51,64
MGB102	0.5-10	0.01	64,55	51,64
MGB103	2-20	0.02	64,55	51,64
MGB104	5-50	0.04	64,55	51,64
MGB105	10-100	0.1	64,55	51,64
MGB106	20-200	0.2	64,55	51,64
MGB107	100-1000	1.0	64,55	51,64
MGB108	0.5-5 mL	4.0	64,55	51,64
MGB109	1-10 mL	10.0	64,55	51,64

BOMBA PERISTALTICA SERIE CT

15 %

Nahita



YouTube



APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Referencia	MPD003
Velocidad máxima	600 rpm
Resolución de velocidad	0,1 rpm
Flujo máximo	2280 ml/min
Ángulo de aspiración	10°-720°
Velocidad de aspiración	10-300 rpm
Clase de protección	IP31
Antes	1459,01
AHORA	1.240,16

MATRAZ FONDO REDONDO ESMERILADO

10 %

GLASSCO



BORO
3.3

ISO
4797

USP
TYPE III

Ref.	Cap.	Esm.	Lote	Antes		AHORA	
				P. unit	P. unit/lote	P. unit	P. unit/lote
PBL001	10 mL	14/23	10	4,10	3,25	3,69	2,93
PBL002	25 mL	14/23	10	3,56	2,99	3,20	2,69
PBL004	50 mL	14/23	10	4,19	3,49	3,77	3,14
PBL005	50 mL	19/26	10	3,99	3,42	3,59	3,08
PBL007	50 mL	29/32	10	5,06	4,35	4,55	3,92
PBL008	100 mL	14/23	10	5,62	4,51	5,06	4,06
PBL009	100 mL	19/26	10	6,41	5,57	5,77	5,01
PBL011	100 mL	29/32	10	7,18	5,48	6,46	4,93
PBL014	250 mL	24/29	10	7,43	6,60	6,69	5,94
PBL015	250 mL	29/32	10	8,57	6,56	7,71	5,90
PBL018	500 mL	29/32	10	12,73	9,00	11,46	8,10
PBL020	1000 mL	29/32	10	20,32	14,29	18,29	12,86

FILTRO ESTANDAR PLANO

15 %

FILTRES



YouTube



Ref.	Ø mm	Antes	AHORA
PSB001	55	2,40	2,04
PSB002	70	2,50	2,13
PSB003	90	2,92	2,48
PSB004	100	3,12	2,65
PSB005	130	3,54	3,01
PSB006	150	4,16	3,54
PSB008	190	6,86	5,83
PSB009	250	8,32	7,07
PSB010	330	14,71	12,50
PSB011	400	24,97	21,22

LAVAJOS PVC

15 %

Nahita



APROVECHA EL
15 %
DE DESCUENTO

Referencia	Material	Antes	AHORA
RDB006	Cubeta de plástico anticorrosivo	321,30	273,11

Envase
C/100 uds.



NUEVO



YouTube

- 1| Pantalla táctil LCD color
- 2| Trazabilidad completa con memoria y exportación de datos por USB.

AHÓRRATE
+500 €

Code	Mod.	Cap.	Dim. (LxWxH)	Precio	AHORA
ZCK009	TS60	60 L	582x735x1060 mm	5.645,22	5.250,05
ZCK010	TS85	85 L	582x735x1060 mm	6.173,33	5.741,20
ZCK011	TS110	110 L	582x735x1260 mm	7.250,00	6.742,50

CINTA INDICADORA ESTERILIZACION

20%

Nahita



YouTube

APROVECHA EL
20%
DE DESCUENTO


- 1| Color cambia de blanco a marrón
- 2| Sin plomo con una correcta conservación

Ref.	Long. x Ancho	Lote	Antes		AHORA	
			P.unit	P.unit/lote	P.unit	P.unit/lote
ZCM008	50 m x19 mm	8	4,90	4,00	3,92	3,20
ZCM025	50 m x25 mm	12	6,75	5,74	5,40	4,59
ZCM026	50 m x19 mm	12	12,50	10,63	10,00	8,50

TERMOCICLADOR GET-S

10%

nahita
blue



AHÓRRATE
400 €



YouTube

Referencia	ZFD019
Capacidad	96x0,2 mL
Rango de temperatura	0-105 °C
Temperatura de la tapa caliente	30-110 °C
Uniformidad de temperatura	≤ ±0,2 °C
Rango de gradiente	30-105 °C
Pantalla táctil	8 pulgadas, TFT
Comunicación	USB2.0, LAN, WiFi
Antes	3.995,00
AHORA	3.595,50

MICROTOMO DE ROTACIÓN AUTOMÁTICO

25%

Nahita



AHÓRRATE
+3.000 €



YouTube

Referencia	ZFP015
Modos para la sección	Manual y automático
Espesor de corte	0.5-100 µm
Espesor debastado	5-600 µm
Área máxima de corte	50x45 mm
Ángulo orientación de la cuchilla	0-14°
Orientación de la muestra	8° (ejes X-Y); giratoria 360°
Antes	13.230,00
AHORA	9.922,50

SELLADORA PARA ESTERILIZACIÓN Y400

20%

AXL
AUXILAB



APROVECHA EL
20%
DE DESCUENTO



YouTube

Referencia	ZZC006
Longitud máxima de sellado	250 mm
Ancho de sellado	10 mm
Ajustes	Termostato regulable de T°
Antes	387,54
AHORA	310,03