

Selección de equipos

:: **labo**aragon



Electroquímica

pHmetro portátil pH 7 NEX

El pH 7 NEX es un medidor profesional diseñado para ofrecer mediciones exactas de pH, Redox (mV) y temperatura. Su diseño ergonómico e impermeable lo convierte en el equipo portátil ideal tanto para laboratorios como para trabajos de campo exigentes.

Cat n°	Descripción
G-PH7-NEX-3	pHmetro portátil XS PH 7 NEX, con maleta, electrodo de pH de plástico XS 201TN con sensor de temperatura integrado con cable, y disoluciones tampón pH 7 y pH 4.

Ahora PVP 399€




Conductímetro portátil COND 7 NEX

El COND 7 NEX es la solución para la medición de conductividad, TDS (Sólidos Disueltos Totales), salinidad y temperatura. Con un diseño ergonómico e impermeable, este equipo portátil es ideal tanto para laboratorio como para trabajo de campo exigente.

Cat n°	Descripción
G-COND7-NEX-3	Conductímetro portátil XS COND 7 NEX con maleta, célula de conductividad 2301TN con sensor de temperatura integrado y disoluciones 1413 µS y 12,88mS.

Ahora PVP 406€




Multiparamétrico portátil PC 7 NEX

El PC 7 NEX es un medidor multiparamétrico que ofrece una solución integral en la medición de pH, mV, ORP, conductividad, TDS y salinidad. Gracias a su diseño robusto con protección IP65, es ideal para laboratorios como para trabajos de campo exigentes.

Cat n°	Descripción
G-PC7-NEX-3	Multiparamétrico portátil XS PC 7 NEX, con maleta, célula de conductividad 2301TN con sensor de temperatura integrado, electrodo de pH de plástico 201TN con sensor de temperatura integrado con cable, y disoluciones pH y conductividad.

Ahora PVP 726€



pHmetro portátil pH 70 NEX

El pH 70 NEX es la solución profesional definitiva para la medición de pH, Redox (mV) y temperatura. Con un diseño ergonómico, impermeable y tecnología de vanguardia, ofrece una precisión excepcional de 0,001 pH, ideal para laboratorios y trabajos de campo.

Cat n°	Descripción
G-PH70-NEX-3	pHmetro portátil XS PH70 NEX, con maleta, electrodo de pH de plástico 201TN con sensor de temperatura integrado con cable, disoluciones tampón pH 7 y pH 4. Con datalogger, conexión a PC y software GLP Datalink.

Ahora PVP 466€



Conductímetro portátil COND 73 NEX

El COND 73 NEX es la herramienta más avanzada para la medición de conductividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad y temperatura. Combina una robustez extrema con capacidades de gestión de datos de alto nivel, ideal para laboratorios como para aplicaciones de campo que requieren máxima precisión.

Cat n°	Descripción
G-COND73-NEX-3	Conductímetro portátil XS COND 73 NEX con maleta, célula de conductividad de 4 polos EPT4 con sensor de temperatura integrado y disoluciones 1413 µS y 12.88 mS. Con datalogger, software GLP Datalink incluido.

Ahora PVP 673€



Multiparamétrico portátil PC 70 NEX

El PC 70 NEX es un medidor profesional e impermeable diseñado para el análisis simultáneo de pH, mV, ORP, conductividad, TDS y salinidad. Es la solución definitiva para quienes buscan la máxima precisión (0,001 pH) y una gestión de datos avanzada.

Cat n°	Descripción
G-PC70-NEX-3	PC 70 NEX, célula conductividad 2301TN con sensor temperatura integrado, maleta, electrodo pH de plástico 201TN con sensor de temperatura integrado con cable, disoluciones pH y conductividad, datalogger, conexión a PC y software GLP Datalink.

Ahora PVP 834€



pHmetro sobremesa pH 50 VIOLAB

El pH50 VIO es el medidor de sobremesa más económico de nuestro catálogo. Diseñado y fabricado íntegramente en Europa, este equipo es la solución ideal para laboratorios que buscan mediciones precisas de pH, Redox y temperatura con una interfaz sencilla e intuitiva.

Cat nº	Descripción
G-PH50V-3	pHmetro de sobremesa XS PH50 VIOLAB completo con brazo articulado, electrodo de PH de plástico 201TN con sensor de temperatura integrado con cable disoluciones tampón pH 7.00 y pH 4.01.

Ahora PVP 426€



Conductímetro sobremesa XS COND 50 VIOLAB

El conductímetro de sobremesa XS COND 50 VIOLAB permite medir conductividad, TDS y temperatura en laboratorio.

Su pantalla LCD en color y la guía de calibración facilitan el uso rutinario y el control de muestras acuosas.

Cat nº	Descripción
G-COND50V-3	El COND 50 VIOLAB está disponible con célula XS 2301TN y temperatura integrada, o con sonda de temperatura sin célula. Incluye brazo articulado, patrones de 1413 µS/cm y 12,88 mS/cm y manual en español.

Ahora PVP 539€



Multiparamétrico sobremesa PC 50 VIOLAB

Multiparamétrico de sobremesa básico XS PC50 Violab. Imprescindible para obtener medidas precisas de pH, redox, conductividad, TDS y temperatura en una misma muestra. Todo incluido.

Cat nº	Descripción
G-PC50V-3	Multiparamétrico de sobremesa XS PC50 Violab completo con brazo articulado, célula de conductividad 2301TN con sensor de temperatura integrado, electrodo de pH de plástico 201TN con sensor de temperatura integrado con cable y disol. pH y Cond.

Ahora PVP 818€



pHmetro sobremesa pH 8 PRO

El pH 8 PRO representa el nivel más avanzado de nuestra gama de sobremesa, diseñado para laboratorios que no permiten margen de error. Este equipo de la Serie PRO destaca por su altísima resolución de hasta 0.001 pH y la integración de herramientas que automatizan y aseguran la calidad de cada proceso

Cat nº	Descripción
G-PH8P-4	pHmetro de sobremesa XS PH 8 PRO con agitador magnético con brazo, electrodo XS POLYMER (uso general), con sonda de temperatura, cable BNC, y disoluciones tampón pH 7 y pH 4. Con datalogger y software Datalink.

Ahora PVP 890€



Conductímetro sobremesa XS COND 8 PRO

El conductímetro de sobremesa XS COND 8 PRO mide conductividad, salinidad, TDS y temperatura en laboratorio. Incorpora agitador magnético, datalogger y software GLP DataLink para facilitar el análisis, la trazabilidad y la gestión de datos.

Cat nº	Descripción
G-COND8	Conductímetro de sobremesa XS COND8+, completo con célula de conductividad de plástico 2301TN con sensor de temperatura integrado, agitador magnético con brazo articulado para célula y disoluciones 1413 uS y 12.88mS. Con datalogger y software GLP DataLink.

Ahora PVP 960€



Multiparamétrico sobremesa PC 8 PRO

Multiparamétrico de sobremesa profesional. El multiparamétrico estándar para la medida de pH o redox, conductividad o TDS y temperatura.

Dos medidas simultáneas en pantalla.

Cat nº	Descripción
G-PC8P-4	Multiparamétrico de sobremesa XS PC8 PRO completo con agitador magnético con brazo, con célula de conductividad de plástico 2301TN con sensor de temperatura integrado y electrodo XS POLYMER, con sensor de temperatura, con cable BNC y disoluciones pH y Cond. Datalogger y Datalink.

Ahora PVP 1.352€



Multiparamétrico portátil REVIO

El multiparamétrico portátil XS REVIO permite medir pH, Redox (mV), ISE, conductividad, TDS, salinidad, resistividad, oxígeno disuelto y temperatura. Su pantalla en color, memoria y funciones GLP facilitan el análisis de aguas en laboratorio y campo.

Cat nº	Descripción
G-PCREVIO-3	Multiparamétrico portátil XS REVIO, con maleta, electrodo 201T/3, célula de conductividad 2301T/3 y sensor OD. Sensores con 3 m cable.

Ahora PVP 1.854€



Turbidez

Turbidímetro portátil TN 3100A

Turbidímetro portátil TN 3100A para la medición precisa y estable de turbidez en aguas y muestras líquidas, con tecnología óptica de luz dispersa y transmitida, calibración de hasta 9 puntos y memoria para 10.000 resultados.

Cat nº	Descripción
TL-TN3100-3A	Turbidímetro TN3100A, con maleta, 4 viales con patrones (0, 1, 20, 100 NTU) certificados, viales vacíos, batería recargable y alimentador de corriente externa y accesorios.

Ahora PVP 895€



Valoración automática

Valorador automático FLASH 2

Valorador automático FLASH 2 para automatizar análisis de titulación con alta precisión y repetitividad, reduciendo tiempos de trabajo y errores del operador, con métodos editables, trazabilidad completa y posibilidad de automatización mediante muestreador.

Cat nº	Descripción
ST-SQTR091699	Valorador automático FLASH 2 con 1 bureta + 2 bombas. Con tubos, sonda de temperatura. Sin electrodos.
ST-SQTR091647	Valorador automático FLASH 2 con 2 bureta + 2 bombas. Con tubos, sonda de temperatura. Sin electrodos.

A consultar




Automuestreador ASPLUS

Muestreador automático ASPLUS para valorador automático FLASH 2, de 18 posiciones.

Cat nº	Descripción
ST-SQTR091962	Sampler ASPLUS para valorador automático FLASH 2 de 18 posiciones.

A consultar



Punto de fusión

Medidor Punto de fusión ZN45

Punto de fusión ZN45 con pantalla táctil, vídeo y 4 posiciones. Temperatura 350°C, resolución de temperatura 0.1°C, Precisión $\pm 0.4^\circ\text{C}$ < 200 °C / $\pm 0.7^\circ\text{C}$ < 300°C, velocidad de calentamiento ajuste continuo en 0.1 °C - 20 °C. Automático. Comunicación con USB x 3, RS232, Wi-Fi o RJ45.

Cat nº	Descripción
HN-ZN45	Punto de fusión ZN45 con pantalla táctil, vídeo y 4 posiciones. Temperatura 350°C, resolución de temperatura 0.1°C, Precisión $\pm 0.4^\circ\text{C}$ < 200 °C / $\pm 0.7^\circ\text{C}$ < 300°C, velocidad de calentamiento ajuste continuo en 0.1 °C - 20 °C. Automático. Comunicación con USB x 3, RS232, Wi-Fi o RJ45.

A consultar



Actividad de agua

AW100

Instrumento portátil para determinación de actividad de agua. Con pantalla retroiluminada de matriz 128x64 en español, con lectura de la actividad de agua con resolución de 0.001 aw, de la temperatura, y la medida.

Cat nº	Descripción
SH-AW100-4	Medidor de actividad de agua AW100. Incluye cámara de medida de aluminio, 10 contenedores, set calibración de 25 ml, juego de patrones certificados (35, 50 y 80% HR) y certificado de fábrica.

Ahora PVP 2.509€



aWLife

El medidor de actividad de agua aWLife utiliza la tecnología de mayor precisión: la medición higrométrica (dew-point) de espejo frío, que proporciona mediciones más precisas y rápidas. Su innovador sistema de cálculo y control de temperatura, permite realizar diferentes tipos de análisis: desde la simple determinación del control hasta las pruebas de vida útil específicas para cada caso individual.

Cat nº	Descripción
ST-090882	Medidor de actividad de agua aWLife. Incluye 25 contenedores y 25 tapas. No incluye kit de patrones.



A consultar

